




Technique pour prélèvement capillaire sanguin chez un bébé pour le PQDNS

Matériel :

- Tampons d'alcool à 70%
- Lancette pédiatrique adaptée de type Quikheel
- Gaze non stérile
- Papier buvard et formulaire apporté par le parent : le prélèvement doit être fait obligatoirement sur celui-ci + voir lettre associée (bien inscrire la date de prélèvement et signer)
- Petit diachylon

Technique :

- 1- Réchauffer le talon pendant 1 minute avec une débarbouillette mouillée à l'eau chaude du robinet (si vous pouvez tenir la débarbouillette dans votre main, elle ne brûlera pas le bébé);
- 2- Désinfecter le talon avec le tampon d'alcool et laisser sécher;
- 3- Piquer **une des 2 parties latérales plantaires** (voir zones hachurées sur figure au verso) du talon du bébé à l'aide d'une lancette stérile. La piqûre doit être franche et les gouttes de sang doivent se former spontanément sans peser fort sur le talon du bébé;
- 4- Essuyer la première goutte, et bien remplir par imbibition chacun des 5 cercles du papier buvard. L'idéal consiste à laisser tomber la goutte de sang dans le milieu de chacun des cercles. Bien s'assurer que les cercles sont complètement remplis, et imprégnés de part en part du papier buvard;



Adapté de :
http://guidelabo.ch-niort.fr/procedures_GBFA/GazometrieV2b_MO%20_04_03.pdf

- 5- Il est impératif de le laisser sécher **à température pièce, à l'abri de la lumière directe** avant de l'insérer dans une enveloppe pour le mettre à la poste, ce qui prend environ 12h (ATTENTION : ne pas utiliser de sèche-cheveux et ne pas mettre sur un radiateur);
- 6- Envoyer au PQDNS dans les plus brefs délais lorsque sec. Les délais prélèvement/envoi ne doivent pas excéder 24h ouvrables.

Si questions :

- Téléphone : 1-855-654-2103/ 418-654-2103
- Site internet du PQDNS : www.chudequebec.ca